

Návod k použití

1. Indikace k použití

Gutaperčové čepy jsou určeny k obturaci (definitivnímu plnění) kořenových kanálků zubu.

2. Kontraindikace

Nejsou známy.

3. Varování

Nedefinované.

4. Bezpečnostní opatření

- Skladování: Uchovávejte v čisté, suché, větrané místnosti pod teplotou 30°C bez agresivního zápachu. Výrobek uchovávejte mimo sluneční světlo a teplo.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je obal poškozen.
- Pouze pro zubní použití.
- Použijte před vypršením expirace.
- Před použitím si přečtěte návod.

5. Nežádoucí účinky

V současném technickém stavu nebyly dosud hlášeny žádné nežádoucí účinky.

6. Pokyny k použití krok za krokem

Materiál by měl být používán pouze kvalifikovanými zubními odborníky, kteří byli seznámeni s technickými informacemi a postupy použití. Po zprůchodnění a opracování kořenového kanálku musí být obturační technika provedena odborníkem. Postup zahrnuje použití gutaperčových čepů a sealeru. Hlavní gutaperčový čep odpovídá prvnímu čepu zavedeného do kanálku a měl by být vybrán ve stejném kalibru posledního nástroje použitého při apikální preparaci. Další čepy mohou být vkládány do kanálku v závislosti na technice plnění, kterou stomatolog používá. Pak může být použit nahřátý nástroj pro standardizaci materiálu a zajištění dokonalého apikálního utěsnění kořenového kanálku.

7. Instrukce pro sterilizaci

Není k dispozici.

8. Indikace sterilizace

Není k dispozici.

9. CE označení



10. Název a adresa výrobce

Název: DENTSPLY Dental (Tianjin) Co., Ltd.

Adresa: H2 Hongtai Industrial Estate No.78, Taihua Road, TEDA, 300457 TIANJIN, People's Republic of China

11. Autorizovaný zástupce pro EU

Název: DENTSPLY DeTrey GmbH

Adresa: De-Trey-Strasse 1, 78467 Konstanz, GERMANY

Telefon +49 (0) 7531-583-0

Telefax +49 (0) 7531-583-104

E-Mail infor@dentsply.de

DIMDI: DE/0000029282

12. Identifikace

Obchodní název: Gutaperčové čepy

Množství: 100 kusů

Popis: Gutaperčové čepy jsou dentálním materiálem vyrobeným z polymeru, syntetická gutaperča obsahuje plniva a radio-opacitní prvky v měkké pryskyřici, určené k vyplnění kořenového kanálku zubu. Tento materiál má schopnost odolávat výrazně lépe než gutaperča na přírodní bázi. Při plnění kořenů to vede k tomu, že kanálky mají odolnější koronální i apikální utěsnění. Po aplikaci, nelze znovu použít.

Níže jsou uvedené druhy gutaperčových čepů:

ISO

Doplňkové

010	XXXF
015	XXF
020	XF
025	FF
030	MF
035	F
040	FM
045	M
050	L
055	ML
060	XL
070	
080	
090	
100	
110	
120	
130	
140	

13. Indikace k jednorázovému použití

Gutaperčové čepy jsou určeny k jednorázovému použití. Nepoužívejte opakovaně, jinak by mohlo dojít k infekci.

14. Číslo štítku a revize

Není k dispozici.

15. Výzkumná devíza

Nejsou k dispozici.

16. Over the Counter (OTC)

Není k dispozici.

17. Skladovatelnost (dobu expirace)

Doba použitelnosti gutaperčových čepů je 4 roky od výroby při skladování při maximální teplotě 30°C.

18. Požadavky

Gutaperča musí mít radio-opacitu odpovídající minimálně 6 mm hliníku.

19. Symboly



Manufacturer



Batch code



Use by



Do not reuse



Upper limit of temperature



Keep away from sunlight



Recycling and waste minimization

EC

REP

Authorized representative in the European community